

Pierwsze kroki

Przygotowanie inhalatora

Upewnij się, że akumulator inhalatora jest odpowiednio naładowany (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora” w instrukcji obsługi). Sprawdź, czy nakładka nebulizatora oraz zbiornik są czyste (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Napełnianie zbiornika

1. Otwórz pokrywę zbiornika na leki znajdującą się na górze nakładki nebulizatora.
2. Ostrożnie wlej roztwór do inhalacji zalecony przez weterynarza (np. NaCl 0,9% lub leki). Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia, jeśli jest zaznaczony.
3. Wskazówka: Dołączony do zestawu roztwór NaCl 0,9% oraz woda destylowana stanowią wyposażenie początkowe (startowe).
4. Starannie zamknij pokrywę zbiornika na leki, aby zapobiec wyciekowi płynu.



Rozpoczynanie i kończenie inhalacji

Rozpoczęcie: Włącz akumulator (patrz zdjęcie, rozdział „Ładowanie akumulatora”). Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na panelu sterującym. Wskaźnik stanu LED zaświeci się, a nebulizacja rozpocznie się niemal bezgłośnie.

Bardziej szczegółowe informacje na temat różnych trybów można znaleźć w ulotce QuickStart (Skrócona instrukcja obsługi) lub w pełnej instrukcji obsługi.

Czas trwania: Poddawaj konia inhalacji przez czas zalecony przez weterynarza. Dzięki zbiornikowi XXL o pojemności 50 ml możliwe są również dłuższe sesje terapeutyczne bez konieczności dolewania płynu.

Obserwacja: Pozostań przy koniu przez cały czas trwania inhalacji i obserwuj go.

Zakończenie: Naciskaj przycisk, przechodząc przez wszystkie tryby, aż wskaźnik LED zgaśnie.

Zdejmowanie: Odepnij karabińczyki i ostrożnie zdejmij maskę z głowy konia.

Pochwal swojego konia. 



Pobierz instrukcję obsługi, aby poznać wszystkie szczegóły. W tym celu po prostu zeskanuj kod QR.